

版本号: DP230630

TIANprep N96 Magnetic Plasmid Kit

N96磁珠法质粒DNA小提试剂盒

目录号: DP119

产品内容

产品组成	DP119 (2 plates)
RNaseA (10 mg/ml)	600 μ l
溶液P1 (Buffer P1)	60 ml
溶液P2 (Buffer P2)	60 ml
溶液P3 (Buffer P3)	80 ml
漂洗液PW (Buffer PW)	50 ml
磁珠悬浮液G (MagAttract Suspension G)	3 $\times$ 1 ml
半裙边96孔过滤板 (N96 Filtration Plate (H))	2 块
96孔深孔板 (N96 Well Plate)	4 块
洗脱缓冲液EB (Buffer EB)	30 ml
封口膜(Plate Cover)	10张

储存条件

该试剂盒置于室温(15-30℃)干燥条件下, 可保存15个月。若溶液产生沉淀, 使用前可在37℃水浴中预热10min以溶解沉淀, 不影响效果。溶液P1在加入RNase A后, 应置于2-8℃保存, 可稳定保存6个月。单独包装的RNase A可在室温保存15个月。

产品简介

本试剂盒采用具有独特分离作用的磁珠和独特的缓冲液系统，从1-1.5 ml菌液中分离纯化2-20 µg高质量质粒DNA。独特包埋的磁珠，在一定条件下对质粒DNA具有很强的亲和力，而当条件改变时，磁珠释放吸附的质粒DNA，能够达到快速分离纯化质粒DNA的目的，可去除蛋白及其他杂质，从而保证提取质粒的纯度。

使用本试剂盒提取的质粒DNA可用于各种分子生物学实验，如酶切、测序、文库筛选、连接和转化等。

注意事项：请务必在使用本试剂盒之前阅读此注意事项。

1. 溶液P1使用前先加入RNaseA（加入比例为溶液P1:RNaseA = 100:1），混匀，置于2-8℃保存。
2. 第一次使用前请按照瓶上标签在漂洗液PW中加入相应体积的无水乙醇。
3. 使用前先检查溶液P2和P3是否出现浑浊，如有混浊现象，可置于37℃水浴中加热几分钟，即可恢复澄清。溶液P2和P3使用后应立即盖紧盖子。
4. 所有离心步骤均为室温下进行离心。
5. 提取的质粒质量与细菌的培养浓度、宿主菌、质粒拷贝数等因素有关。
6. 磁珠悬浮液使用前需充分混匀。

操作步骤

使用前请先在漂洗液PW中加入无水乙醇，加入体积请参照瓶上的标签。

1. 集菌步骤：向一个新的96孔深孔板中添加1.0-1.5 ml摇好的菌液（或者取摇好菌液的96孔板），加盖封口膜，3600 rpm离心10 min收集菌体，倒掉培养基，倒扣于吸水纸上除去残留的培养基（如果菌液浓度较低，可以重复集菌一次）。
2. 向收集好的细菌培养物中加入250 μ l溶液P1(请先检查是否已加入RNaseA)，加盖新的封口膜，使用漩涡混合器彻底悬浮菌体。
3. 揭去封口膜，向96孔深孔板中每孔加入250 μ l溶液P2，加盖新的封口膜，温和地上下翻转6-8次使菌体充分裂解，瞬时离心使封口膜上的水珠落回板中。

注意：温柔混匀以防有基因组DNA污染。混匀后菌液应变得清亮粘稠，所用时间不应超过5 min，以免质粒受到破坏。

4. 揭去封口膜，向96孔深孔板中每孔加入350 μ l溶液P3，加盖新的封口膜，立即温和地上下翻转6-8次使其充分混匀，3600 rpm离心10 min。

注意：P3加入后应立即混合，避免产生局部沉淀。

5. 将96孔过滤板和一个新的96孔深孔板叠放在一起，转移步骤4中的上清到对应的96孔过滤板中，3600 rpm离心5 min。
6. 向上述96孔深孔板中的每孔加入15 μ l磁珠悬浮液G，抽打混匀。
7. 将深孔板室温静置5 min，期间抽打混匀一次。
8. 将深孔板于磁力架上静置30 sec，待磁珠完全吸附时倒掉液体。
9. 将深孔板从磁力架上取下，每孔加入600 μ l漂洗液PW (请先检查是否已加入无水乙醇)，抽打混匀。

10. 将深孔板于磁力架上静置30 sec, 待磁珠完全吸附时倒掉液体。

11. 重复步骤9、10, 液体尽量去除干净。

12. 深孔板于磁力架上, 室温晾干5-10 min。

注意：乙醇残留会抑制后续的酶反应，所以晾干时要确保乙醇挥发干净。但也不要干燥太长时间，以免难以洗脱DNA。

13. 将深孔板从磁力架上取下, 加入50-100 μ l洗脱液, 涡旋混匀, 室温静置5-10 min, 期间涡旋混匀一次。

14. 将深孔板放置于磁力架上静置30 sec, 待磁珠完全吸附时小心将DNA溶液转移并于适当条件保存。

注意：洗脱液的pH值对于洗脱效率有很大影响，pH值低于7.0会降低洗脱效率；且DNA产物应保存在-20°C，以防DNA降解。

质粒DNA浓度及纯度检测

得到的质粒DNA可用琼脂糖凝胶电泳和紫外分光光度计检测浓度与纯度。 OD_{260} 值为1相当于大约50 μ g/ml 双链DNA。

OD_{260}/OD_{280} 比值应为1.7-1.9, 如果洗脱时不使用洗脱缓冲液, 而使用ddH₂O, 比值会偏低, 但并不表示纯度低, 因为pH值和离子存在会影响光吸收值。



TIANGEN 官方微信，专业服务助力科研：

- 可视化操作指南
- 技术公开课合辑
- 全线产品查询
- 在线专家客服
- 微信直播课堂
- 最新优惠活动

坚持“CUSTOMER FIRST”理念 秉承“质量为天，服务为根”宗旨！

TIANGEN为您提供从样本处理，
核酸纯化到下游检测的整体解决方案

科研试剂

- 样本保护与处理
- 磁珠法外泌体系列
- 基因组 DNA 提取
- 质粒提取
- 总 RNA 提取
- DNA 产物纯化 / 胶回收
- PCR 系列
- NGS 文库制备
- 表观遗传学
- RT-PCR 系列
- 荧光定量 PCR 系列
- 克隆和点突变
- DNA 分子量标准
- 蛋白表达和检测

科研解决方案

- 快速分子克隆整体解决方案
- 基因表达分析快速解决方案
- 环境微生物解决方案
- 复杂样本 RNA 解决方案