

版木号・KT23063

2×Taq PCR MasterMix II 2×Taq PCR预混试剂II

目 录 号: KT211

储存条件: -30~-15°C保存2年,避免反复冻融。 如需频繁使用可存放于2-8°C,可稳定保存三个月 产品内容:

产品组成	KT211-02	KT211-12
2×Taq PCR MasterMix II	5×1 ml	5×1 ml
ddH₂O	5 ml	5 ml
Loading dye in MasterMix II	Yes	No

Order: 010-59822688

Toll-free: 800-990-6057/400-810-6057 TIANGEN BIOTECH (BEIJING) CO., LTD.

产品简介

本产品为新优化升级的2 倍浓度的即用型PCR 预混试剂。含有高纯度的Taq DNA聚合酶、dNTPs、MgCl₂、反应缓冲液、PCR反应增强剂和优化剂以及稳定剂。具有快速简便、灵敏度高、特异性强、稳定性好等优点,可大限度的减少人为误差、节约操作时间、降低污染几率。适用于常规PCR反应、复杂模板如GC含量高(>60%),有二级结构等的扩增和大规模基因检测。PCR 产物的3' 端附有一个突出的"A"碱基,纯化后可直接用于T载体克隆。

产品特点

操作简便,可减少人为误差; 扩增效率高,稳定性好; 适合复杂模板和较长片段的扩增。

质量控制

经检测无外源核酸酶活性;能有效地扩增人基因组中的单拷贝基因;室温(15-30℃)存放一周,无明显活性改变。

使用说明

本产品使用方便快捷,能避免PCR操作过程中的污染,使用时只需取适量 $2\times$ Taq PCR MasterMix \parallel 溶液,加入模板和引物,并加入ddH $_2$ O水补足体积,使MasterMix \parallel 溶液的浓度为 $1\times$ 即可进行反应。产品有加染料(为蓝色)和不加染料(为无色)两种;加染料的产品反应完成后,产物可直接电泳。

适用范围

基因检测:本产品不同批次之间误差很小,特别适合大规模基因检测,半定量PCR实验和微量DNA的测。

基因扩增:本产品适用于DNA片段的PCR扩增、DNA标记、引物延伸、序列测定等。特别适合于较长片段(≤5 kb)的扩增和一些有特殊结构的复杂模板如GC含量较高(GC≤70%),有二级结构等DNA扩增。PCR产物带A,纯化后可直接用T/A载体克隆。

反应举例

注意: 以下举例仅供参考。

1. 用2×Taq PCR MasterMix 川产品,以人基 因组DNA为模板,扩增1 kb的片段,反应体系为 20 µl(如反应体系不同,可按此比例增加或减少 用量)。扩增模板类型及长片段扩增举例:

组成成分	体 积	终浓度
Template	< 1 µg	-
Primer F (10 μM)	0.5 µl	250 nM
Primer R (10 μM)	0.5 µl	250 nM
2×Taq PCR MasterMix II	10 µl	1×
ddH ₂ O	补至20 µl	-

2. PCR反应循环的设置:

温度	反应时间	循环数
94°C	3 min	1
94°C	30 sec	
58°C	30 sec	30-35
72°C	1 min/kb	
72°C	5 min	1
4°C	Holding	1

3. 结果检测:反应结束后取5 µI反应产物,琼脂糖凝胶电泳检测。